

DPBS (Dulbecco's Phosphate-Buffered Saline)

Cat.No.BY0541

Size: 500 ML

With Calcium and Magnesium
With 1000 mg/L D-Glucose
With 36 mg/L Sodium Pyruvate

제품설명: DPBS는 Balanced salt solution의 일종으로 pH 유지와 삼투압 유지, 그리고 cell에 수분과 inorganic ion들을 공급해 주는 역할을 하고 있다. 따라서 세포 및 조직의 washing, 운반 및 단기간 보관, 희석, 그리고 기타 시약의 용해 등 세포배양의 광범위한 분야에 사용될 수 있다. 실험과정의 특성상 calcium과 magnesium이 필요한 경우와 필요하지 않은 경우가 있으므로 실험에 따라 선택하여 사용하여야 한다. 본 제품(BY0541)에는 calcium과 magnesium이 포함되어 있으며, D-glucose와 sodium pyruvate이 포함되어 있어 살아있는 세포 및 조직을 좀 더 안정적으로 단기간 보관할 수 있다.

성분표:

Components	mg/L
CaCl ₂ (Anhydrous)	100.0
KCl	200.0
KH ₂ PO ₄ (Anhydrous)	200.0
MgCl ₂ ·6H ₂ O	100.0
NaCl	8000.0
Na ₂ HPO ₄ ·7H ₂ O	2160.0
D-Glucose	1000.0
Sodium Pyruvate	36.0

제품의 품질:

항목	Appearance	pH	Osmolality	Endotoxin	Sterility
기준	무색의 투명한 액체	pH6.9~7.3	275~303 mOsm/kg H ₂ O	≤ 1 EU/ml	Sterile

보관방법 및 주의사항: 직사광선을 차단하여 상온보관(15 ~ 30°C)한다. 유효기간은 제품 라벨에 표기되어 있으며 유효기간이 경과한 제품은 사용하지 않는다. 보관 중 제품의 변성은 침전물, 부유물, 탁해짐, 색변화 등으로 나타날 수 있으며 이러한 경우 사용하지 않는다. 낮은 온도에서 장기간 보관할 경우 변성이 발생할 수 있으며, 추가로 첨가하는 물질에 의해서도 변성이 발생할 수 있다.

사용방법 및 주의사항: 본 제품은 무균 용액이므로 뚜껑을 열 때에는 반드시 무균이 유지되는 공간(clean bench등) 내에서 무균조작법에 따라 사용하여야 한다. 일단 뚜껑을 연 후에는 모두 사용하는 것이 바람직하고, 그렇지 못할 경우 적당한 무균용기에 분주하여 상온보관(15 ~ 30°C)한다.